



MATERIAL – TERMÒMETRE CASOLÀ

- **8 O 10 BOTELLES DE VIDRE O PLÀSTIC DE 250 ML O 330 ML** amb el tap de plàstic. (també podrien ser pots petits de vidre de conserva amb la seva tapa metàl·lica)
- **TISORES** (amb un parell de tisores bones en tinc prou, per foradar el tap de plàstic o el tap metàl·lic)
- **PLASTILINA** (amb una en tinc prou per a tots els grups)
- **AIGUA (DE L'AIXETA)**
- **ALCOHOL 90º** (una botella gran, si en sobre es pot quedar com a producte de laboratori)
- **COLORANT ALIMENTARI DE COLOR VERMELL O BLAU** (se'n necessita només unes gotetes, amb un tubet per a tots els grups és suficient)
- **8 O 10 PALLETES TRANSPARENTS LLARGUES** o tubs de plàstic dels productes de neteja (per exemple dels Sanytol que estem utilitzant a l'institut)
- **CRISTAL·LITZADORS** (n'hi ha als laboratoris de ciències)
- **TERMÒMETRES GRADUATS** (n'hi ha als laboratoris de ciències)
- **FOGONET**
- **GEL** (no sé si hi ha congelador als laboratoris)

